

2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИЕМА ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

2.1. Доставка материала осуществляется ежедневно в рабочие дни (кроме воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ) с 09:00 до 11:00 (время московское) по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д.6, корп. 7. (Корпус патолого-анатомического отделения).

2.2. Кусочки органов и тканей, взятые с диагностической целью (диагностические биопсии), удаленные при хирургических операциях (операционные биопсии), упаковываются в пластмассовые контейнеры с соответствующей направлением маркировкой и доставляется в 10% растворе нейтрального забуференного формалина объемом не менее, чем в 10 раз, превосходящем объем фиксируемого кусочка

2.2.1. При операциях по поводу рака молочной железы опухоль с окружающей тканью должна быть извлечена единым интактным блоком. Для уточнения локализации опухоли и последующего сравнения с данными предоперационного обследования, необходима маркировка краёв резекции шовным материалом или клипсами, при наличии подмышечной клетчатки маркируют верхний край макропрепарата, при отсутствии клетчатки – верхний и латеральный края, например, верхний и латеральный края прошиваются нитками разной длины с указанием данных маркировки в направлении. Лимфатические узлы маркируются в зависимости от их локализации, сигнальные лимфатические узлы маркируются отдельно.

2.2.2. В случаях резекции части полого органа маркируются дистальный и проксимальный края резекции.

2.2.3. Материал диагностической биопсии запрещается делить на части и посылать их в разные патогистологические лаборатории.

2.2.4. Недопустимо рассечение и фрагментация биологического материала.

2.2.5. Вырезанный и упакованный в пластмассовые контейнеры материал должен иметь четкую маркировку и сопровождаться направлением. Материал от одного больного должен быть помещен в отдельную посуду. Этикетку из плотной, водостойкой бумаги (лучше фотобумаги) прикрепляют к объекту. Надписи делают только мягким простым карандашом.

2.2.6. Образцы ткани необходимо доставить в гистологическую лабораторию в течение ближайших часов (не позднее 24 часов от момента забора материала).

2.3. Требования к заполнению бланка направления:

2.3.1. Направление на иммуногистохимическое исследование (**Приложение № 1**) заполняет и подписывает лечащий врач.

2.3.2. В направлении отражают:

1. Паспортная часть с указанием даты рождения;
2. Объект исследования, включая объём операции (при операциях по поводу рака молочной железы: мастэктомия (тотальная или подкожная), радикальная резекция, секторальная резекция, удаление опухолевого узла/лампэктомия и др.; группы удалённых лимфатических узлов (под- и надключичные, подлопаточные, парастеральные); сигнальные лимфатические узлы маркируются отдельно);
3. Количество, размеры направляемых объектов;
4. Данные пальпации и лучевых методов исследования с указанием локализации, количества и размера опухолевого узла (узлов);
5. Данные предыдущего гистологического исследования;
6. Указание вида, срока и доз неоадъювантной, лекарственной, лучевой или гормональной терапии;
7. Клинический диагноз с указанием стадии и индекса по классификации TNM;
8. Дополнительные клинические данные (предыдущие операции, опухоли других локализаций и др.).
9. Время иссечения биологической ткани и время погружения в фиксирующую жидкость.

2.3.3. Если в направлении отсутствуют необходимые данные, материал не принимается. Заведующий патологоанатомическим отделением в течение 1 рабочего дня ставит об этом в известность заведующего того отделения, откуда была прислана биопсия. При повторных случаях сообщает профильному заместителю главного врача.

2.4. При приеме материала в направление и журнал поступлений вписывают порядковый номер патогистологического исследования каждого объекта и время поступления материала, а также указывают характер биопсии — диагностическая, операционный материал, количество кусочков.

2.6. Ответственность за качество доставленного в лабораторию материала несет врач, назначивший данное исследование. Подсохший, загнивший, замороженный нефиксированный материал не принимают в патогистологическое отделение. Данное нарушение актируется. О таких фактах сообщается администрации лечебного учреждения.

2.7. После регистрации из присланного на исследование объекта вырезают необходимое количество кусочков. Заключение подписывают патологоанатом и лаборант.

2.8. Выдача гистологических препаратов и парафиновых блоков производится только по предварительным письменным запросам и только медицинских организаций, правоохранительных органов, самих больных под роспись. В валовой книге патологоанатомического отделения обязательно регистрируется выдача архивного материала с указанием № исследования.