

Бронхоальвеолярный лаваж.


Биоматериал:

- бронхоальвеолярный лаваж

Кодификатор бактериологических исследований:

Код МОКБ	Наименование исследования
63023	Микробиологическое исследование промывных вод бронхов на микрофлору

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб:

Контейнер стерильный одноразовый в индивидуальной упаковке	
--	--

Методика взятия биоматериала:

- ✓ Исследуют при отсутствии мокроты или невозможности ее выделить естественным путем.
- Взятие образца производят в строгом соответствии с утвержденной в установленном порядке процедурой.
- Необходимо строго соблюдать правила асептики.
- Используйте стерильные перчатки и расходные материалы.
- Крышку контейнера открывать непосредственно перед взятием материала.
- Произведите сбор бронхоальвеолярного лаваж в стерильный контейнер.
- Закройте контейнер крышкой.

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию:

Вид изделия, используемого для сбора и доставки биопробы	Температурный режим, и др.	Доставка в лабораторию
Стерильный контейнер с нативным биоматериалом	при комнатной температуре (18—20°C), в тёмном месте	в течение 2 часов
	при температуре 2-8 ⁰ C	в течение 24 часов