

Мокрота.


Биоматериал:

- мокрота

Кодификатор бактериологических исследований:

Код МОКБ	Наименование исследования
63020	Микробиологическое исследование мокроты на микрофлору

Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб:

Контейнер стерильный одноразовый в индивидуальной упаковке	
--	--

Методика взятия биоматериала:

- ✓ *Исследованию подлежит утренняя мокрота, выделяющаяся во время приступа кашля.*
- Перед откашливанием необходимо почистить зубы и прополоскать рот кипяченой водой с целью механического удаления остатков пищи, слущенного эпителия и микрофлоры ротовой полости.
- Если мокрота отделяется плохо, то накануне пациенту назначают отхаркивающие средства.
- Необходимо сделать несколько глубоких вдохов или дождаться позыва на кашель, после чего откашлять мокроту (в объёме 3-5 мл) в заранее подготовленный контейнер.
- Не прикасайтесь губами и руками к внутренней поверхности контейнера.
- Следите за тем, чтобы в контейнер не попала слюна и носоглоточная слизь (особенно при насморке).
- Закройте контейнер крышкой.

Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию:

Вид изделия, используемого для сбора и доставки биопробы	Температурный режим, и др.	Доставка в лабораторию
Стерильный контейнер с нативным биоматериалом	при комнатной температуре (18—20°C), в тёмном месте	в течение 2 часов
	при температуре 2-8° С	в течение 24 часов